STICK LÈVRES

BREVET TECHNOLOGIE 311™

Traitement dermocosmétique restructurant des lipides fondamentaux de l'épiderme, apaise les lèvres desséchées et fendillées.

Indications et conseils d'utilisation

- Stick lèvres idéal pour les peaux très sensibles, intolérantes et allergiques, à tendance atopique, sèches et sujettes aux fendillements fréquents.
- Indiqué en cas de sécheresse induite par certains médicaments (par ex. dérivés de la vitamine A dans le traitement de l'acné grave).
- La présence d'un mélange spécifique et équilibré de Céramide 3, Cholestérol et Acides gras rend le produit idéal pour la reconstruction de la barrière cutanée.
- Appliquer sur les lèvres et la région périlabiale plusieurs fois par jour en fonction des besoins. Une application répétée favorise l'efficacité.



Stick 4,5 g

$^{\prime}$	~	T	17	·c	
$\overline{}$	u	u	и	J	

Céramide 3, Cholestérol, Acides gras :	reconstituants de la barrière cutanée (mélange en proportions optimales)
Palmitamide MEA:	endocannabinoïde apaisant
Beurre de karité :	émollient

Formule (ingrédients)**:

HYDROGENATED POLYDECENE,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
GLYCERYL DIBEHENATE, HYDROGENATED
MICROCRYSTALLINE WAX, SYNTHETIC
WAX, OCTYLDODECANOL, TRIBEHENIN,
GLYCERYL BEHENATE, PALMITAMIDE MEA,
CERAMIDE 3, CHOLESTEROL, STEARIC ACID,
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL
HYDROXYHYDROCINNAMATE.

** Les actifs sont en gras.

Le produit est :

- Testé sous contrôle dermatologique sur peaux sensibles
- Testé pour le nickel, chrome, cobalt, gluten
- Formulé pour minimiser les risques d'allergie
- Microbiologiquement contrôlé
- Réalisé dans un laboratoire certifié (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 22716)
- ✓ Sans parfum
- Sans conservateurs à risque allergique

Quand le suggérer:

- Quand la muqueuse des lèvres est altérée, sèche et très sèche.
- Chéilites et fendillements des lèvres.